




Seringue OPU jetable à usage vétérinaire

aiguille d'aspiration d'ovules de vache... **COVA Needle**

Enregistré N°715 Ministère de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche au Japon



Pointe d'aiguille (traitée par soufflage)


⊙ Ensemble d'aiguille pour collecte d'ovules de vache guidée par ultrasons

- Sondes à ultrasons applicables Aloka, Honda, Hitachi et autres
- Emballées individuellement
- Stérilisé par oxyde d'éthylène
- 25 pcs/boîte

Type ALOKA/HONDA



Type HITACHI



Type C




⊙ Nos aiguilles COVA sont...

- A sens unique
- A usage unique, pas de lavage, séchage, stérilisation...
- Tube d'aspiration déjà assemblé, tube PVC de 1500mm de longueur.
- Taille d'aiguille 17G x 500mm (ALOKA), 17G x 490mm (HONDA) 17G x 540mm (HITACHI), 17G x 600mm (type C)

⊙ Quoi de plus...

- Pointe d'aiguille traitée par soufflage : Pour une image claire.
- Déjà assemblée, emballée et stérilisée : Il suffit d'ouvrir et d'utiliser.
- Toutes les parties (aiguille, poignée et tube) sont solidement fixés pour éviter le risque de séparation.
- Les aiguilles sont revêtues d'huile silicone (comme celle des aiguilles d'injection médicales) pour une manipulation suave et délicate.



voir les graphiques

Robinets en caoutchouc de silicone pour vider le tube
Taille n°9, n°2



Attention

- Produit jetable à usage unique
- Ne pas utiliser le paquet si ouvert ou endommagé.
- Pour la sécurité et l'assainissement, jetez le produit après usage.
- Conservez dans un lieu frais, sec et sombre.

MISAWA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.

351, Asahi-machi Kasama-shi, Ibaraki-ken, 309-1717 Japon

Téléphone: +81-296-77-8804 Fax : +81-296-77-8849

Email : sales@misawa-medical.co.jp http://www.misawa-medical.com