




**Agulha OPU descartável para uso veterinário**

*cow ova vacuuming needle... COVA Needle*

Registrado Nº715, Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão



⊙ **Conjunto de agulhas para coleta de óvulos guiada por ultrassom para vacas**

- Sondas de ultrassom aplicáveis Aloka, Honda, Hitachi e outros
- Empacotadas individualmente
- Esterilizadas por gás de óxido de etileno
- 25 pçs/caixa




⊙ **Nossas agulhas COVA são...**

- Tipo unidirecional
- De uso único, sem lavagem, secagem, esterilização ...
- Tubo de aspiração já montado em tubo de PVC de 1500 mm de comprimento.
- Tamanho da agulha: 17G x 500 mm (ALOKA), 17G x 490 mm (HONDA)  
17G x 540 mm (HITACHI), 17G x 600 mm (Tipo C)

⊙ **E mais...**

- Ponta da agulha com sopro tratado: Para imagem de monitor clara.
- Já montada, embalada e esterilizada: Apenas abra e use-a.
- Todas as partes (agulha, alça e tubo) estão firmemente presas para garantir a prevenção da separação.
- Todas las partes (aguja, tirador y tubo) están firmemente unidas para garantizar que no se puedan separar.
- **As agulhas são revestidas com óleo de silicone (o mesmo das agulhas de injeção médicas) para uma manipulação leve e delicada.**



consulte os gráficos

**Atenção:**

- Produto descartável de uso único
- Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Para segurança e higiene, descarte o produto após o uso.
- Armazene em local frio, seco e escuro.

**MISAWA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.**

351, Asahi-machi Kasama-shi, Ibaraki-ken, 309-1717 Japan  
 Phone: +81-296-77-8804, Fax +81-296-77-8849  
 email: sales@misawa-medical.co.jp http://www.misawa-medical.com