

歯科分野 レジン充填用針

Dental Field / Dental Paste Needles

Gゲージ	外径	長さ				
		10mm	13mm	15mm	16mm	25mm
15G	1.80mm			30°		
17G	1.40mm		30°			
18G	1.20mm		30°			
19G	1.10mm		30°			
20G	0.90mm	45°	45° 30°		45°	
21G	0.80mm		45° 0°			
22G	0.70mm		45° 30° 0°			
23G	0.60mm		45° 30° 0°			
25G	0.50mm		45° 0°			
27G	0.40mm		45° 30° 0°			
30G	0.30mm					0°

社の標準サイズの注射針のOEM提供からお客様の要求寸法まで対応可能です。

●特注サイズの注射針の製造は、サンプル製造から対応いたします。